

# BARRIER® EasyWarm®+

Aktivt, selvvarmende tæppe til engangsbrug



BARRIER® EasyWarm® + tæppet opnår arbejdstemperaturen inden for 30 minutter og opretholder den i op til 10 timer.

- Bruges fr, under og efter operationer for at hjælpe med at forebygge hypotermi
- Tæppets øvre og nedre dele kan nemt skilles ad og sættes sammen igen vha. velcro, så tæppet passer til forskellige patient positioner
- Tæppet begynder at varme så snart, det tages ud af pakningen
- Fungerer uden brug af ekstra udstyr både ved opsætning og under brug

## Brugsvejledning



**1.** Riv pakken op ved det forskårne punkt i det øverste venstre hjørne. Fjern tæppet fra pakken for at eksponere BARRIER® EasyWarm®+ for ilt.



**2.** Åben og fold BARRIER EasyWarm+ helt ud og læg det ikke dobbelt. Når tæppet eksponeres for ilt, opnår det driftstemperaturen inden for 30 minutter. Temperaturen opretholdes i op til 10 timer.



**3.** Placér BARRIER EasyWarm+ med varmpuderne opad og den hvide side af tæppet mod patienten. Du bør ikke lægge ekstra vægt på tæppet.



**4.** Under den pre- og postoperative periode, og under kirurgiske indgreb på hænder, arme eller hoved, placeres BARRIER EasyWarm+ over hele kroppen.



**5.** Ved kirurgiske indgreb i det nedre, abdominale områder og nedre ekstremiteter, deles BARRIER EasyWarm+ og den øverste del placeres over de øvre ekstremiteter og brystet.



**6.** For kirurgiske indgreb over genitalia, deles BARRIER EasyWarm+ og den nederste del af tæppet placeres over ben og hofter.



**7.** For kirurgiske indgreb i abdomen, deles BARRIER EasyWarm+ og den øverste del placeres over de øvre ekstremiteter og brystet, og den nederste del placeres over ben og hofter.



**8.** Tæppets øvre og nedre del kan nemt skilles ad og samles igen med velcroen. (Den nederste del kan deles i yderligere to dele ved at klippe langs den angivne linje.) Dette gør at tæppet kan anvendes til forskellige patientpositioner.

## Sådan anvendes tæppet

- Må kun anvendes under opsyn af en sundhedsfaglig person.
- Placér tæppet på patienten med varmpuderne pegende opad og tæppets hvide side mod patienten. Den korrekte side er angivet med "THIS SIDE UP" mærkning på tæppet.
- Fold ikke tæppet dobbelt.
- Undgå at lægge ekstra vægt (inklusive medicinske instrumenter) eller tryk ovenpå tæppet. Den bedøvede patients hænder, arme og ben bør ikke blive placeret oven på tæppet.
- Overvåg jævnlige hudreaktioner iht. klinisk praksis.
- Må kun anvendes på patienter fra 18 år.

## Forholdsregler/kontraindikationer

- Må ikke anvendes på patienter med stærkt nedsat perifer cirkulation (inkl. huden).
- Tæppet må ikke anvendes i et oxygenrigt miljø, f.eks. må tæppet ikke anvendes ved iltbehandling i trykkammer og varmpuderne bør ikke komme i kontakt med tilslutning til iltbaseret behandling eller apparater.
- Varmepuderne er magnetiske og kan ikke gennemlyses. Tæppet skal fjernes, før der tages billeder med MRI- eller røntgenudstyr.
- Varme genereret fra tæppet kan resultere i øget lægemiddellevering fra transdermale medicinsystemer (plastre).

## BARRIER® EasyWarm®+ aktivt, selvvarmende tæppe

Varenr.	Produkt	Materiale	Indpakning	Pakning (TRP)
629910	12 iltaktiverede varmpuder (13cm x 10cm) integreret i lommer ovenpå tæppet. Tæppets størrelse er 110/150cm x 200cm.	Flere lag SMS (polypropylen). Lagene og lommerne er syet med polyester/bomuldstråd. Varmepuderne er lavet af luftgennemtrængelige poser indeholdende aktivt kul, ler, salt, vand og jernpulver.	Vakuumpakket i en lufttæt polymerpose. Polymerposerne er pakket ind i bobleplast og derefter pakket i en transportkarton.	7 stk.

## Patientpositioner

BARRIER® EasyWarm®+ tæppet har et meget fleksibelt design, som gør det muligt at bruge det til mange forskellige typer operationer. Herunder ses forslag til hvordan tæppet kan placeres ved de mest almindelige, kirurgiske patientpositioner.



Abdominal



Laparaskopi



Knæ



Skulder



Skulder (beach chair)



Ryg



Urologi/gynækologi



Urologi/gynækologi



Urologi/gynækologi



Hofte



Hofte



Øre/næse/hals

---

Læs mere på [www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. [info.dk@molnlycke.com](mailto:info.dk@molnlycke.com)  
Mölnlycke, BARRIER og EasyWarm varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i  
Mölnlycke Health Care gruppen. ©2021 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU044211

