


Mölnlycke® Pulsed Lavage*

Truly customised orthopaedic solutions



Batteriversion



Vekselstrøm version

Mölnlycke Pulsed Lavage er DEHP-fri

Vores Pulsed Lavage-system med højt tryk til engangsbrug renser knoglen effektivt og fjerner knogle- og vævsrester i forbindelse med udskiftning af led. Herved øges cementpenetrationen i den spongiose knogle med mulighed for at styrke fikseringen af implantatet og reducere revisionshyppigheden. Med lavt tryk er det også en effektiv, mekanisk debridering til sårrensning, fjernelse af nekrotisk væv og vævsrester.

Fås i to versioner

- **Vekselstrømadapter:** reduceret miljømæssig påvirkning, da der ikke bruges alkaline batterier. Engangshåndtag og genanvendelig vekselstrømadapter
- **Indbygget batteri:** en fleksibel og mobil version med integreret batteripakke i håndtaget, så batteriet kan fjernes hurtigt og nemt

Alt inklusiv betyder ingen skjulte omkostninger

- Ergonomisk og bekvemt håndtag
- Kort sprøjtestuds med dobbelt stænkskjold
- Lang femoral børste
- Integreret suge- og skyllesystem
- Rensestav til at klare eventuelle tilstopninger i studsene til lårbensknoglen

Enkeltpakket eller inkluderet i Mölnlycke® procedurepakker

- Inkluder Pulsed Lavage i dine kundetilpassede, procedurespecifikke pakker og opnå effektivitetsgevinster
- Fås også sterilt, enkeltpakket

Revisionsstuds med filter

- Til hofterevisjoner har vi en speciel studs til håndtering af små knogle- eller cementdele
- Fås også sterilt, enkeltpakket

* Pulsed Lavage's retmæssige producent er Kaiser Technology co., Ltd.

Mölnlycke® Pulsed Lavage – Vekselstrøm version

Sterilt, enkeltpakket

| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/TRP |
|---------|-----------------------------------|---------------|
| 9750000 | Pulsed Lavage System, Vekselstrøm | 1/5 |
| 9752010 | Strømforsyning (AC100-240V), DK | -/1 |
| 9751000 | Femoral børste | 1/10 |
| 9751001 | Kort, konisk studs* | 1/10 |
| 9751002 | Lang studs* | 1/10 |
| 9751003 | Hofterevisionsstuds | 1/20 |

* Kort og lang studs er inkluderet ved køb af Pulsed Lavage system

I procedurepakker


| Varenr. | Beskrivelse |
|---------|-----------------------------------|
| 2322130 | Pulsed Lavage System, Vekselstrøm |
| 2320481 | Femoral børste |




Vekselstrøm




Strømforsyning




Femoral børste



Hofterevisionsstuds



Kort studs



Lang studs

Mölnlycke® Pulsed Lavage – Indbygget batteri


Sterilt, enkeltpakket

| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/TRP |
|---------|---|---------------|
| 9750003 | Pulsed Lavage System, Indbygget batteri | 1/5 |
| 9751004 | Femoral børste | 1/10 |
| 9751005 | Kort, konisk studs* | 1/10 |
| 9751006 | Lang studs* | 1/10 |
| 9751007 | Hofterevisionsstuds | 1/10 |


* Kort og lang studs er inkluderet ved køb af Pulsed Lavage system

I procedurepakker


| Varenr. | Beskrivelse |
|---------|---|
| 2324050 | Pulsed Lavage System, Indbygget batteri |
| 2325431 | Femoral børste |




Indbygget batteri




Femoral børste



Kort studs



Hofterevisionsstuds



Lang studs

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke varemærke, navn og logo er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen.
© 2022 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0102106


Mölnlycke®