



- Les plis au niveau des épaules permettent une excellente mobilité du tronc et des bras
- Les manches cousues vers l'avant correspondent à une position naturelle de travail
- Les longues manches permettent de la liberté de mouvement et réduisent le risque de détachement du gant

## Blouse opératoire BARRIER® – Classic

- Matériau doux pour un bon confort
- Non-tissé hydrophobe résistant aux liquides pour une protection standard
- Coupe ergonomique, pour une grande liberté de mouvement
- Convient à la plupart des interventions
- Blouses disponibles en Performance Standard et en Haute Performance<sup>1</sup>

Performance Standard	Numéro de référence	Description	Taille	Longueur	Largeur	Conditionnement
	650101	BO PS, 2 essuie-mains, avec papier crêpe	M	121 cm	134 cm	20/40
	650102	BO PS, 2 essuie-mains, avec papier crêpe	L	121 cm	154 cm	20/40
	650104	BO PS, 2 essuie-mains, avec papier crêpe	L-L	131 cm	154 cm	20/40
	650106	BO PS, avec passe-pouces, 2 essuie-mains, avec papier crêpe	L-L	131 cm	154 cm	18/36
	650107	BO PS, avec masque, 2 essuie-mains, avec papier crêpe	L-L	131 cm	154 cm	20/40
	650108	BO PS, 2 essuie-mains, avec papier crêpe	XL	132 cm	174 cm	18/36
	650110	BO PS, 2 essuie-mains, avec papier crêpe	XL-L	145 cm	174 cm	18/36
	650112	BO PS, avec papier crêpe	2 x XL-L + 1 x L-L			6/12
	650114	BO PS, 2 essuie-mains, avec papier crêpe	XXL-L	148 cm	184 cm	18/36
	650113	BO PS, 2 essuie-main, avec papier crêpe	XXL-XL	161 cm	184 cm	16/32

BO = Blouse opératoire PS = Performance Standard


Performance Standard à fermeture dorsale	Numéro de référence	Description	Taille	Longueur	Largeur	Conditionnement
	640101	BO PS, 2 essuie-mains, avec papier crêpe	L	120 cm	147 cm	20/40
	640102	BO PS, 1 essuie-mains	L	120 cm	147 cm	22/44
	640103	BO PS, 1 essuie-mains	XL-L	141 cm	167 cm	20/40

BO = Blouse opératoire PS = Performance Standard

- Les pans du tissu ne se chevauchent pas pour un meilleur confort thermique

Haute Performance	Numéro de référence	Description	Taille	Longueur	Largeur	Conditionnement
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Renforcements imperméables sur les manches pour minimiser tout risque de passage des liquides</li> <li>• Absorbant et doux pour une sensation agréable</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Renforcements imperméables au niveau des zones critiques pour minimiser le risque de passage des liquides</li> <li>• Perméable à l'air pour plus de confort</li> </ul>	660101	BO HP, 2 essuie-mains, avec papier crêpe	L	121 cm	154 cm	18/36
	660102	BO HP, 2 essuie-mains, avec papier crêpe	L-L	131 cm	154 cm	18/36
	660104	BO HP, avec masque et pass-pouce, 2 essuie-mains, avec papier crêpe	L-L	131 cm	154 cm	16/32
	660105	BO HP, 2 essuie-mains, avec papier crêpe	XL	132 cm	174 cm	16/32
	660106	BO HP, 2 essuie-mains, avec papier crêpe	XL-L	145 cm	174 cm	16/32
	660108	BO HP, avec masque et pass-pouce, 2 essuie-mains, avec papier crêpe	XL-L	145 cm	174 cm	16/32
	660109	BO HP, avec papier crêpe	2 x XL-L + 1 x L-L			6/12
	660111	BO HP, 2 essuie-mains, avec papier crêpe	XXL-L	148 cm	184 cm	16/32
	660110	BO HP, 2 essuie-mains, avec papier crêpe	XXL-XL	161 cm	184 cm	16/32

BO = Blouse opératoire HP = Haute Performance



<b>Matériaux blouse</b>	Corps et manches de la blouse: Non-tissé de fibres pulpe/polyester. Renforts du plastron: Film plastique polyéthylène. Renforts des manches: Film plastique polyéthylène, non-tissé de viscose/polyester.
<b>Classification du produit</b>	Blouses opératoires de performance standard : European Standard EN 13795:2011 Standard Performance et ANSI/AAMI PB70:2012 level 2. Blouses opératoires de haute performance: European Standard EN 13795:2011 High Performance et ANSI/AAMI PB70:2012 level 3. <sup>1,2</sup>
<b>Conditionnement</b>	Blouses emballées individuellement sous vide, livrées dans un système de conditionnement à double boîte pour un état parfait et un rangement optimisé.
<b>Environnement</b>	Mölnlycke Health Care s'est depuis longtemps engagée à minimiser l'impact de ses activités sur l'environnement, sans compromettre l'efficacité et la fiabilité de ses produits et services. Les pratiques respectueuses de l'environnement sont des priorités pour nos usines de production et tous nos autres sites, partout dans le monde.

#### Références

1. Norme européenne EN 13795:2011: champs chirurgicaux, casques et tenues de bloc utilisés comme dispositifs médicaux pour les patients, le personnel médical et les équipements - Exigences générales pour les fabricants, les prestataires et les produits, méthodes d'essai, exigences et niveaux de performance. 2. ANSI/AAMI PB70:2012: classification des équipements de protection et des champs opératoires utilisés dans les centres de soin en fonction de leur niveau de résistance aux liquides.

Pour plus d'informations: [www.molnlycke.be](http://www.molnlycke.be)

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72, boîte 2, 2600-Berchem. Tél.: 03 286 89 50 - Fax: 03 286 89 52  
Mölnlycke Health Care et BARRIER® sont des marques et des logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales. © 2015. Mölnlycke Health Care AB. (BFSU00091508)

